

O PRODUKT PYTAJ:

PRODUCENT ORTOTYKI

ERHEM *Erhem*[®]

Dystrybucja i obsługa:



42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1
Tel. (032) 393-2-383, (+48) 793-592-336
www.mywam.pl

Producent:

ERHEM *Erhem*[®]

39-200 Dębica ul. Puszkińska 6
Tel. (014) 681 23 80 Tel/Fax. (014) 681 23 85
www.erhem.pl



ERHEM Erhem KIDS



HKAFO

Orteza biodrowo/kolanowo/skokowo/stopowa dzięki swojej budowie umożliwia stabilizację kończyn dolnych oraz tułowia podczas pionizacji i reedukacji chodu. Wykonywany jest na podstawie indywidualnych miar dla każdego pacjenta. W zależności od rodzaju schorzenia oraz zaleceń lekarskich, aparat wyposażony jest w ruchome szyny biodrowe, kolanowe i skokowe z możliwością zablokowania i stopniowego ich odblokowywania w miarę postępu rehabilitacji. Ażurowa szynowo-opaskowa konstrukcja aparatu zapewnia niską wagę produktu zwiększając komfort użytkowania.


WSKAZANIA

Stosowany w przypadkach braku stabilizacji i kontroli miednicy oraz kończyn dolnych w przebiegu:

- ▶ Mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz)
- ▶ Przepukliny oponowo-rdzeniowej

W SKŁAD APARATU WCHODZI:

ERH 66 Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową
ERH 67 Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną ze strzemieniem do buta



APARAT KORYGUJĄCY


Aparat pełni funkcję kombinezonu zapewniającego stabilizację tułowia i miednicy. Wspomaga korekcję osiową kończyn, nadmierną rotację zewnętrzną lub wewnętrzną w stawie biodrowym jego odwiedzenie oraz ułożenie stopy względem podudzia. Wygodny system taśm wywierając lekką kompresję na stawy oraz tułów, zwiększa ilość bodźców proprioceptywnych (czucia głębokiego), które wpływają na poprawę świadomości ruchowej oraz stabilnej postawy.

WSKAZANIA

- ▶ Niepełna stabilizacja tułowia oraz miednicy w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz)
- ▶ Nadmierna rotacja zewnętrzna lub wewnętrzna całej kończyny dolnej
- ▶ Nadmierna rotacja stopy do wewnątrz
- ▶ Nadmierny wyprost /przeprost w stawie kolanowym
- ▶ Szpatowość lub koślawość stawu kolanowego skutec osłabienia mięśni

W SKŁAD APARATU WCHODZI:

ERH 70 Aparat derotujący kończynę dolną
ERH 69 Dziecięca wysoka sznurówka półsztywna z podspaskami



PODLEGA PEŁNEJ REFUNDACJI NFZ

Symbol	Nazwa NFZ	Kod refundacji	Limit refundacji
ERH 66	Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową	9131.03 stała	330,00 zł
ERH 67	Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną ze strzemieniem do buta lub z sandałem	9130.13 stała 9150.15 czasowa	1 000,00 zł

PODLEGA PEŁNEJ REFUNDACJI NFZ

Symbol	Nazwa NFZ	Kod refundacji	Limit refundacji
ERH 70	Aparat rotujący stopę	9130.21 stała	200,00 zł
ERH 69	Wysoka sznurówka półsztywna z podspaskami	9170.11 stała	500,00 zł